


*Resolution*TM

Système de clip hémostatique

Boston
Scientific

Quand le
repositionnement
est essentiel



Resolution™

Système de clip hémostatique

Les clips sont aujourd'hui utilisés pour de nombreuses applications, la plupart d'entre elles étant principalement liées à l'arrêt des saignements. Ces clips sont conçus pour obtenir rapidement un effet hémostatique. Plusieurs études publiées ont mis en évidence la sécurité et l'efficacité de la pose de clips endoscopiques.*

Le système de clip Resolution™ est conçu pour être utilisé dans les cas suivants:†

- Hémostase
- Repère endoscopique
- Suture
- Ancrage de tubes de nutrition jéjunaux

Le clip Resolution est largement exposé et complètement ouvert, prêt à la préhension des tissus.



Le clip Resolution est fermé, il a saisi le tissu et peut maintenant être largué.



Le clip Resolution est largué sur la muqueuse.



Pré-chargé

Le clip Resolution est **directement prêt à l'emploi**, ce qui s'avère essentiel dans des situations d'urgence en cas de saignements.



Capacité de réouverture

Le clip Resolution radio-opaque est **conçu pour pouvoir être ouvert et refermé jusqu'à cinq fois avant d'être libéré**, afin de faciliter le repositionnement.†



Écartement des mors de 11 mm

Conçu pour **saisir une quantité de tissus importante**.


Poignée ergonomique

Conçue pour permettre une **manipulation intuitive** de l'ouverture et de la fermeture des mors. Une **sensation tactile** lors de la fermeture des mors indique que le clip est sur le point d'être libéré.



Resolution™

Système de clip hémostatique



Système de clip Resolution™

Références	Longueur utile (cm)	Ouverture du clip (mm)	Canal interventionnel minimal (mm)	Quantité par boîte
M00522600	155	11	2,8	1
M00522601	155	11	2,8	10
M00522602	155	11	2,8	20
M00522610	235	11	2,8	1
M00522611	235	11	2,8	10
M00522612	235	11	2,8	20

* Endoclips versus heater probe in preventing early recurrent bleeding from peptic ulcer: a prospective and randomized trial. Par Cipolletta, Naples, Italie, *Gastrointestinal Endoscopy* 2001 ; 53:147-51
Dieulafoy's disease treated by endoscopic hemostatic clipping. Teo EK, Fock KM. *J Gastroenterol Hepatol* 1998 ;13:320-1

† Les capacités de réouverture et de fermeture peuvent être limitées, entre autres, par des circonstances cliniques et l'anatomie du patient. Des informations détaillées sont incluses dans le mode d'emploi du produit.

Direction Européenne – Paris
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)
T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

Argentine
T: +54 11 4896 8556 F: +54 11 4896 8550

Asie du Sud Est – Malaisie
T: +60 3 2284 1499 F: +60 3 2284 1507

Asie du Sud Est – Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

Asie du Sud Est – Singapour
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Asie du Sud Est – Thaïlande
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

Australie/Nouvelle Zélande
T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 8335 0404

Autriche
T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030

Balkans
T: +30 210 95 37 890 F: +30 210 95 79 836

Belgique (Appel gratuit)
T: 080094 494 F: 080093 343

Brésil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Bulgarie
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili
T: +56 2 445 4904 F: +56 2 445 4915

Chine – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Chine – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombie
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne
T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

Finlande (Appel gratuit)
T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

France
T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

Grande Bretagne & Irlande
T: +44 1727 866633 F: +44 1727 830371

Grèce
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

Inde – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

Inde – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

Inde – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

Italie
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas
T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

Mexique
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient/Golfe Persique/Afrique du Nord
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Pologne
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

République Tchèque
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

Suède (Appel gratuit)
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

Suisse (Appel gratuit)
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquie – Istanbul
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

*Delivering what's next.™ ***

www.bostonscientific.com/international
www.bostonscientific.ca
www.bostonscientific.co.uk
www.bostonscientific.de
www.bostonscientific.es
www.bostonscientific.fr
www.bostonscientific.ie
www.bostonscientific.it
www.bostonscientific.nl

RCS Nanterre B420 668 420
© 2006 Boston Scientific Corporation
ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2121FB

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

Imprimé en UK par Gosling. **L'avenir dès maintenant.